

无菌通气罩

DURAASEPT ASB

无菌槽罐用排气过滤器



去除效率

99.9 % 对 0.3 μm DOP 微粒

即使通过潮湿空气, 出现凝结水也不会增加压力损失。

因为滤芯更换简单, 所以便于维护。

在 $2\text{m}^3/\text{hr}$ 流量下, ASB1的压力损失只有 20 mmAq。


在 $12\text{m}^3/\text{hr}$ 流量下, ASB6的压力损失只有20mmAq。



CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

先特尔过滤工业股份公司

ASB1 空气流量




ASB型号

型号. 滤芯型号	标准流量* m ³ / hr
ASB1 1	2.0
ASB3 3	6.0
ASB6 6	12.0

* 压力损失: 20mmAq

尺寸和材质



提供设计·制造到售后服务·保修为一体的整套服务来, 贡献社会, 持续大步改革, 前进中的综合过滤器制造商。

如需要滤芯选定测试, 请向本公司研发中心咨询。

<技术合作> 大赛璐化学工业股份公司



先 特 尔 过 滤 工 业 股 份 公 司

CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

Tokyo Head Office	Shinjuku Estate Bldg., 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022, Japan	TEL81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
Osaka Branch Office	MF Nishiameda Building 5-1-26, Fukushima Fukushima-ku Osaka, 553-0003, Japan	TEL81-6-6345-3531 FAX81-6-6345-3500
Technical Center	Shinjuku Estate Bldg., 1-34-15, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022, Japan	TEL81-3-3350-0091 FAX81-3-3350-0095
Nagoya Office	4-1-12, Takamichicho, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 453-0037 Japan	TEL81-52-461-5421 FAX81-52-461-5422
Hiroshima Office	Tenne Nakasuji, 1-4-3, Asa Minami-ku, Hiroshima 731-0122 Japan	TEL81-82-224-0451 FAX81-82-224-0733
Tohoku Office	1-8-16, Nagamachi Minami, Taihaku-ku, Senday, Miyagi 982-0012 Japan	TEL81-22-308-7081 FAX81-22-308-7235
Sapporo Office	2-20-107, Kita 21-jyo Nishi 8-chome, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido 001-0021 Japan	TEL81-11-726-8371 FAX81-11-726-8372