

無菌ブリーザー

ジュラアセプト ASB シリーズ

液面が変動するクリーンな密閉容器に出入りする気体を除菌する目的に最適です。



直径0.3 μm 以上のDOP粒子を
99.9%除去します。

湿った空気でも凝縮水による
差圧の増大は起こりません。

凝縮水に濡れて菌が通貨するという
トラブルも起こりません。

フィルターエレメントの交換は
簡単で、メンテナンスが楽です。

ASB1の差圧は通気量
2 m^3 /h時僅か20mmaq. です。


ASB6の差圧は通気量
12 m^3 /h時僅か20mmaq. です。



セントラルフィルター工業株式会社

CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

ASB1の通気性能




ASBの種類と性能

| 品番 エレメント数 | 通気量* m ³ /hr |
|--------------|----------------------------|
| ASB1 1 | 2.0 |
| ASB3 3 | 6.0 |
| ASB6 6 | 12.0 |

* 通気抵抗: 20mmAq時

ASBの寸法図



○設計・製作からアフターサービス・メンテナンスまで一貫システムで社会に貢献し、大きく躍進を続ける濾過機の総合メーカー
フィルターエレメントの選定に必要なテストはテクニカルセンターにご相談ください

<技術提携先> ダイセル化学工業株式会社



セントラルフィルター工業株式会社

CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

| | | | |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 東京本社 | 東京都新宿区新宿 1-34-15 | 新宿エステートビル 〒180-0022 | TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095 |
| 大阪支社 | 大阪市中央区平野町 3-1-7 | セントラルビル 〒541-0046 | TEL06-6228-1331 FAX06-6228-1332 |
| テクニカルセンター | 東京都新宿区新宿 1-34-15 | 新宿エステートビル 〒180-0022 | TEL03-3350-0091 FAX03-3350-0095 |
| 名古屋営業所 | 名古屋市中村区高道町 4-1-12 | マンション大輝 1F 〒453-0037 | TEL052-461-5421 FAX052-461-5422 |
| 広島営業所 | 広島市安佐南区中筋 1-4-3 | 天衣中筋 〒730-0014 | TEL082-224-0451 FAX082-224-0733 |
| 東北営業所 | 仙台市太白区長町 1-8-16 | 〒982-0012 | TEL022-308-7081 FAX022-308-7235 |
| 札幌営業所 | 札幌市北区北 21 条西 8-20107 | 〒001-0021 | TEL011-726-8371 FAX011-726-8372 |